

## 新潟動物画像診断センターへの遠隔画像診断記入例

撮影方法がわかるように下記のように依頼書に記載をお願いします。

### <X線検査>

胸部2方向（RL・VD）・前腕2方向（両前肢、ML・CrCd） 合計8枚を撮影

### <CT検査>

仰臥位にて全身CT（単純・造影）

造影検査はイオヘキソール300を2ml/kg、20秒間静脈内投与を実施。

撮影は投与開始から20秒・40秒・120秒後に胸腹部、180秒後に頭頸部を撮影。

### <MRI検査>

伏臥位にて頭部を撮像。

頭部は、T2WI（矢状断像・横断像・背断像）・FLAIR（横断像）・T1WI（横断像）・造影T1WI（横断像）を撮像。造影検査はプロハンス0.2ml/kg静脈内投与後に撮像。